

KESKKONNA DESINFEKTSIOON

Incidin® OxyFoam S & OxyWipe S

Sporitsiidne puhastava toimega desinfektsioonivahend, mille toimeaineks on kiirtoimeline H₂O₂. Kasutusvalmis.

Incidin® OxyFoam S ja Incidin® OxyWipe S

sisalduval patenteeritud vesinikperoksiidil on väga lai toimespekter ja kasutusvaldkond. Lisaks väga laiale mikrobioloogilisele spektrile nii bakterite kui ka viiruste osas ei jäta toimeaine pindadele jääke ning lahus aurustub kiiresti.

Incidin® OxyFoam S ja Incidin® OxyWipe S

omadused:

- ✓ Esimene sporitsiidse ja virutsiidse toimega desinfektsioonirätik kõikidele pindadele
- ✓ Kiirtoimeline H₂O₂
- ✓ Vastab EN16615 standardile
- ✓ Ei kvalifitseeru ohtliku ainena (CLP), ei pea kasutama isikukaitsevahendeid (PPE)
- ✓ Suurpärane materjalisobivus



Sporitsiidne toime **3 minutit (C.difficile), suspensioonitest**

Virutsiidne toime **2 minutit, puhastes tingimustes**

Bakteritsiidne toime **1 minut, EN13727; 16615**

Omadused	Kasutegur
Efektivsus	Väga lai toimespekter ja kiire toimeaeg
Turvalisus	Ei kvalifitseeru ohtliku ainena (CLP), ei pea kasutama isikukaitsevahendeid (PPE). Toimeaine laguneb vesinikuks ja veeks. Suurepärane materjalisobvus.
Mugavus	Puhastab ja desinfitseerib üheaegselt

EFEKTIIVNE. TURVALINE. MUGAV.

KASUTUSVALDKOND

Incidin® OxyFoam S: Puhastava ja desinfitseeriva toimega vaht meditsiiniseadmete pindadele (k.a andurid) ja seadmetele.

Incidin® OxyWipe S: Puhastava ja desinfitseeriva toimega rätikud meditsiiniseadmete pindadele (k.a andurid) ja seadmetele.

Incidin® OxyFoam S & OxyWipe S

Mikrobioloogilised ja virooloogilised testid

Efektiivsus (lahjendamata)

**Incidin® OxyFoam
S Kontakiaeg**

**Incidin® OxyWipe
S Kontakiaeg**

Pinnadesinfektsioon vastavalt VAH 2015 meetodile k.a EN16615, saastunud tingimused		
Bakterid, pärmiseened	5 min	15 min
Fungitsiidne	5 min	30 min
Mükobakterid	15 min	30 min
RKI meetod 01/2004, saastunud tingimused		
Ümbrisega viirused (RKI 2004 metoodika)	15 sek	30 sek
Noro (MNV)*	30 min	60 min
Adeno*	30 sek	1 min
Polyoma SV40*	30 sek	30 sek
Euroopa normid (puhtastes ja saastunud tingimustes)		
EN 13727 (bakterid)	1 min	2 min
EN 13624 (pärmiseened)	1 min	15 min
EN 14348 (tuberkuloos, mükobakterid)	5 min	30 min
EN 14476 (virutsiidne)	2 min**/30 min	30 min**
EN 14476 Adenoviirus	30 sek	30 sek
EN 14476 Noroviirus	1 min	15 min
EN 13704 (sporitsiidne)	30 min	60 min
EN 13704 (C.difficile)	3 min	15 min
Euroopa normid (saastunud tingimused – 4-välja test		
EN 16615 (bakteritsiidne)	1 min	2 min
EN 16615 (pärmiseened)	1 min	1 min
EN 16615 (fungitsiidne)	5 min	5 min
EN 16615 (tuberkuloos, mükobakter)	5 min	5 min
Sporitsiidne (meetod EN 16615)**	15 min	30 min
C.difficile (meetod EN 16615)**	5 min	5 min

*DVV 2008; **puhtad tingimused

KASUTAMINE

Incidin® OxyFoam S: Pihustada ca 30cm kauguselt pinnale. Pühkida pind üle, nii et see oleks ühtlaselt niiske kogu ekspositsioonaja vältel. Vahtu võib ka pihustada lapile ning sellega pinnad üle pühkida.

Incidin® OxyWipe S: Võtta üks rätik. Pühkida sellega pind üle nii, et see kogu desinfitseeritav ala on niiske. Lasta kuivada (mitte loputada). Sulge pakendi kaas korralikult. Ei ole mõeldud invasiivsete meditsiiniseadmete desinfitseerimiseks. Mitte kasutada oksüdatiivsetele aientele tundlikel pindadel nagu marmor, vask ja pronks.

Incidin® OxyFoam S & OxyWipe S

INCIDIN OXYFOAM S KASUTUSJUHEND



- ✓ Pihustada pinnale ca 30cm kauguselt
- ✓ Pühkida pind üle nii et see oleks ühtlaselt niiske
- ✓ Lasta kuivada



- ✓ Pihustada kuivale lapile
- ✓ Pühkida pind üle nii et see oleks ühtlaselt niiske
- ✓ Lasta kuivada

KOOSTIS

100g sisaldab: Incidin Foam S: 1,5g vesinikperoksiidi.

Incidin OxyWipe S: 1,0g vesinikperoksiidi.

PAKEND JA TELLIMINE

Incidin OxyFoam S 6*750ml – ref. 3082060

Incidin OxyWipe S 6*N100 – ref. 3082240

Incidin OxyWipe S XL 6*N50 – ref. 3092040

SÄILITAMINE

Toodet säilitada originaalpakendis temperatuuril alla 25C jahedas, kuivas ja mitte otsese päikesevalguse käes. Säilivus pärast pakendi avamist: Incidin OxyFoam S: säilivusaja lõppemisel. Incidin OxyWipe S: 3 kuud.

TOOTJA: ECOLAB DEUTCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1

40789 Monheim am Rhein

Germany

+49 (0)21735990

MAALETOOJA:

Semetron AS

Kotka 26, Tallinn 11312

Tel: 6837600

E-mail: info@semetron.ee

ECOLAB®

CE 0297

