

Mediclean

340 Tube

Graanulid kanalisatsioonitorude puhastamiseks



Toote omadused:

- Lahustab rasva, juukseid, vatti, paberit, köögijäätmeid ja muid saasteaineid
- Lahendab ebameeldiva lõhnaga seotud probleemid
- Sisaldab seebikivi ja alumiiniumi aktivaatorit
- Töötab külmas vees

Ei riku kanalisatsiooniühenduste tihendeid.

Kasutamise: keerake korki (dosaatorit), samal ajal pigistades külgedele märgitud kohtades. Täitke korki sees olev anum graanulitega. Valage korki sees olevast väiksemast anumast graanulid aeglaselt kanalisatsiooni avasse ja valage umbes 200 ml vett. Laske mõjuda vähemalt 30 minutit ja loputage rohke veega. **MÄRKUS:** Ärge ületage preparaadi soovitatavat kogust. Mitte kasutada akrüülil. Lõhna ennetamiseks kasutage kord nädalas pool tavapärasest kogusest toodet.

Koostis: naatriumhüdroksiid - üle 30%

Pakend: 600g tuub

pH ca 13



MEDISEPT

Tootja:
info@medisept.pl
<http://www.medisept.pl>

Cleanella

Maaletooja:
info@cleanella.ee
<http://www.cleanella.ee>