

Mediclean 580 Lime

Kontsentraat katlakivi eemaldamiseks ja puhastamiseks



Toote omadused:

- Soovitatav katlakivi eemaldamiseks
- Eemaldab katlakivi, rooste ja seadmete töö käigus tekkinud ladestumised
- See ei kahjusta roostevaba terast, plaate ja klaasi

Aktiivne puhastuskontsentraat nõudepesumasinatele ja muude seadmete (nt veekeetjad, boilerid, basseinid) katlakivi eemaldamiseks ja puhastamiseks. Eemaldab tõhusalt katlakivi, rooste, lubja- ja tsemendiladestused ning ka muud seadme töö käigus tekkinud ladestumised. See ei kahjusta roostevabast terasest pindu, plaate ja klaasi. Mitte kasutada email-, alumiinium-, värvilistel metallidel ja plastpindadel. Lõhnatu, vähevahutav. Ainult professionaalseks kasutamiseks.

Kasutamine:

Nõudepesumasinad: lülitage pesuaine doseerimine välja. Täitke nõudepesumasin veega. Sõltuvalt sette paksusest valage mahutisse umbes 100 ml kontsentraati 1 liitri vee kohta. Laske seadmel töötada 10-15 minutit. Pärast protsessi lõppu eemaldage töölahus ja loputage kogu seade põhjalikult veega või täitke nõudepesumasin puhta veega ja käivitage veetsükli programm ilma pesuainet lisamata. Demonteeritud ja tugevalt määrdunud nõudepesumasina osad tuleb kasta

10% töölahusesse ja seejärel põhjalikult loputada veega või loputada veega nõudepesumasinas.

Kangekaelsed ladestused, rooste: Kandke väike kogus kontsentraati keraamilistele pindadele ja happekindlatele põrandatele, hajutage pintsliga või käsna, oodake mõni minut ja loputage pärast mustuse eemaldamist veega.

Koostis: fosforhape (V), lämmastikhape (V).

Pakend: 1l pudel
5l kanister

pH 0,5 ± 0,5



MEDISEPT

Tootja:
info@medisept.pl
<http://www.medisept.pl>

Cleanella

Maaletooja:
info@cleanella.ee
<http://www.cleanella.ee>